Министерство здравоохранения Республики Беларусь Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет»

Кафедра общей и биоорганической химии

Авторы:

А.К. Довнар, старший преподаватель кафедры;

Ж.Н. Громыко, старший преподаватель кафедры;

М.В. Одинцова, старший преподаватель кафедры;

А.И. Макаренко, к.б.н, доцент кафедры.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

для проведения лабораторного занятия по учебной дисциплине «Медицинская химия»

для студентов

I курса лечебного факультета, обучающихся по специальности 7-07-0911-01 «Лечебное дело»

Тема 5: Оксидиметрия. Перманганатометрическое титрование

Время: 2 часа

Утверждено на заседании кафедры общей и биоорганической химии (протокол от 31.08.2024 № 9)

УЧЕБНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛИ, МОТИВАЦИЯ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ

Учебная цель:

 формирование у студентов базовой профессиональной компетенции для решения диагностических, научно-исследовательских и иных задач профессиональной деятельности на основе знаний об основах перманганатометрии как одного из ведущих методов оксидиметрии, широко применяемого в медикобиологических исследованиях.

Воспитательная цель:

- развить свой целостно-личностный, духовный потенциал;
- сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной, социально-культурной и общественной жизни страны;
- научиться соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы медицинской этики и деонтологии;
- осознать социальную значимость своей будущей профессиональной деятельности.

Задачи:

В результате проведения занятия студент должен

знять

- общую характеристику и классификацию методов окислительновосстановительного титрования;
- использование методов оксидиметрии в клинических и биохимических исследованиях;
- теоретические основы метода перманганатометрии: рабочий раствор (особенности его приготовления), стандартный раствор, автокаталитический характер реакции, установление титра раствора $KMnO_4$ по щавелевой кислоте, фиксирование точки эквивалентности;

уметь:

- проводить расчеты в методе перманганатометрии на основе закона эквивалентов;
 - выполнять статистическую обработку данных;
 - решать расчетные задачи по перманганатометрии;

владеть:

- навыками приготовления и стандартизации раствора калий перманганата определенной концентрации;
 - навыками проведения безиндикаторного перманганатометрического титрования.

Мотивация для усвоения темы:

В практике клинических, судебно-экспертных исследований, а также при испытании фармакологических препаратов широкое распространение получили методы перманганатометрии, иодометрии, броматометрии и т.д.

Перманганатометрия — метод, базирующийся на применении в качестве титранта окислителя калий перманганата в сильнокислой среде. В связи с высоким значением стандартного потенциала калий перманганата ($\phi^{o}(MnO_{4}^{-}/Mn^{2+}) = 1,51$ В)

его можно применять для определения широкого набора веществ, способных окисляться: сульфид-, сульфит-, нитрит-, арсенит-анионов, катиона Fe^{2+} , гидразина, ряда органических кислот.

Практическое применение перманганатометрии весьма многообразно. Перманганатометрически определяют восстановители методом прямого титрования, окислители — методом обратного титрования, и некоторые вещества, не обладающие окислительно-восстановительными свойствами, — методом заместительного титрования.

Перманганатометрия используется для определения общей окисляемости воды или почвы. В биохимии и в клиническом анализе методом перманганатометрии определяют содержание мочевой кислоты в моче, ионов Ca²⁺ в кровяной сыворотке, сахара в крови. Основными объекты, анализируемые перманганатометрически, среди лекарственных средств – растворы пероксида водорода.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- 1. Методические рекомендации для студентов по теме «Оксидиметрия. Перманганатометрическое титрование».
 - 2. Учебные таблицы:
 - а) периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
 - б) таблица растворимости кислот, оснований и солей;
 - 3. Справочные материалы по основным физико-химическим величинам.
- 4. Химические реактивы и оборудование, необходимые для проведения лабораторной работы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ

- 1. Общая характеристика методов окислительно-восстановительного титрования.
 - 2. Теоретические основы перманганатометрии.

ход занятия

Теоретическая часть

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ТИТРОВАНИЯ

Методы окислительно-восстановительного титрования (редокс-методы) основаны на окислительно-восстановительных реакциях между анализируемым веществом и титрантом. Так же как и в других титриметрических методах анализа, количественное определение анализируемого компонента осуществляется путем точного измерения объемов растворов, вступающих между собой в химическую реакцию.

Рабочими растворами служат растворы окислителей (*окислительное титрование*, *оксидиметрия*) и восстановителей (*восстановительное титрование*, *редуктометрия*). Поскольку рабочие растворы восстановителей неустойчивы из-за окисления на воздухе, то восстановительное титрование используют реже.

Аналитические характеристики редокс-методов близки к характеристикам кислотно-основного титрования, но на анализ часто затрачивается больше времени из-за меньших скоростей окислительно-восстановительных реакций.

Методы окислительно-восстановительного титрования классифицируют обычно по названиям применяемых титрантов:

- *перманганатометрия* метод, в котором используются реакции окисления перманганатом калия $KMnO_4$;
- дихроматометрия метод, в котором используются реакции окисления дихроматом калия $K_2Cr_2O_7$;
- *йодометрия* метод, в котором используются реакции окисления йодом или восстановления йодид-ионами;
- *броматометрия* метод, в котором используются реакции окисления броматом калия KBrO₃;
- *цериметрия* метод, в котором используются реакции окисления сульфатом церия (IV) $Ce(SO_4)_2$ и др.

Аналитические возможности методов окислительно-восстановительного титрования позволяют проводить определение окислителей, восстановителей и веществ, которые сами не проявляют окислительно-восстановительных свойств, но реагируют с окислителями и восстановителями с образованием осадков или комплексных соединений.

В зависимости от решаемой аналитической задачи, в редоксиметрии используют прямое, обратное и косвенное титрование.

Прямое *OB* титрование проводят тогда, когда *OB* реакция удовлетворяет общим требованиям, предъявляемым к реакциям в титриметрическом анализе (протекает быстро, количественно, стехиометрично, существует возможность фиксирования точки экивалентности).

Обратное ОВ титрование проводят тогда, когда применение прямого титрования нецелесообразно по тем или иным причинам, например, из-за низкой скорости реакции.

Например, при определении сульфидов добавляют раствор I_2 (титрант 1), избыток которого затем оттитровывают раствором $Na_2S_2O_3$ (титрант 2):

$$Na_2S + I_{2 \text{ (M36.)}} + 2HCl \rightarrow S + 2NaCl + 2HI$$

 $I_{2 \text{ (oct.)}} + 2Na_2S_2O_3 \rightarrow 2NaI + Na_2S_4O_6$
 $n(1/z Na_2S) = n (1/z I_2) - n (1/z Na_2S_2O_3)$

Заместительное *ОВ титрование* можно применять для определения веществ, не обладающих окислительно-восстановительными свойствами.

Например, при определении содержания Ca^{2+} , ионы кальция осаждают в виде малорастворимого оксалата, действуя избытком аммоний оксалата; осадок отделяют от раствора, промывают и растворяют в серной кислоте; образовавшуюся $H_2C_2O_4$ титруют рабочим раствором $KMnO_4$:

$$\begin{split} Ca^{2+} + C_2O_4^{2-} &\to CaC_2O_4 \\ CaC_2O_4 + 2H^+ &\!\!\!\to H_2C_2O_4 + Ca^{2+}. \\ 5C_2O_4^{2-} \!\!\!+ 2MnO_4^- + 16H^+ &\!\!\!\to 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O \end{split}$$

$$n(1/z Ca^{2+}) = n(1/z CaC_2O_4) = n(1/z H_2C_2O_4) = n(1/z KMnO_4)$$

Определение конечной точки титрования в методах окислительновосстановительного титрования осуществляют безиндикаторным методом или с помощью специфических и редокс-индикаторов.

Безиндикаторное титрование применяется в случаях, когда окисленная и восстановленная формы рабочего раствора имеют различную окраску. Например, MnO_4^- (фиолетовый) — Mn^{2+} (бесцветный), I_2 (бурый) — I^- (бесцветный). В этом случае небольшой избыток титранта после точки эквивалентности вызывает появление окраски раствора и титрование прекращают.

Специфические индикаторы — вещества, которые образуют интенсивно окрашенные соединения с одним из компонентов окислительно-восстановительной пары. Например, крахмал является специфическим индикатором на I_2 (образуется соединение синего цвета), роданид-ион CNS^- — на ионы Fe^{3+} (комплекс кровавокрасного цвета).

Окислительно-восстановительные индикаторы (редокс-индикаторы) — органические соединения, способные к окислению и восстановлению, причем их окисленная и восстановленная формы имеют разную окраску. К ним относятся, например, дифениламин и антраниловая кислота.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИИ

Метод перманганатометрии основан на реакциях окисления различных веществ калий перманганатом. Окисление проводят в сильнокислой среде, в которой MnO_4^- проявляет сильные окислительные свойства. Продуктом восстановления $KMnO_4$ в кислой среде является почти бесцветный ион Mn^{2+} что удобно для фиксирования точки эквивалентности:

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5\bar{e} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$$
,

При титровании розовая окраска иона MnO_4^- становится заметной от одной избыточной капли рабочего раствора $KMnO_4$, поэтому никакого специального индикатора не требуется (безиндикаторное титрование).

Для создания сильнокислой среды пользуются растворами H_2SO_4 . Рабочий раствор $KMnO_4$ готовят заранее, оставляют его на несколько дней до полного осаждения Mn^{2+} . В качестве стандартных веществ для установления титра раствора $KMnO_4$ используют дигидрат щавелевой кислоты $H_2C_2O_4\cdot 2H_2O$ или безводный натрий оксалат $Na_2C_2O_4$.

Калий перманганат в сильнокислой среде количественно восстанавливается шавелевой кислотой:

$$2KMnO_{4} + 5H_{2}C_{2}O_{4} + 3H_{2}SO_{4} \rightarrow 2MnSO_{4} + 10CO_{2} + K_{2}SO_{4} + 8H_{2}O$$

$$MnO_{4}^{-} + 8H^{+} + 5\bar{e} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_{2}O$$

$$H_{2}C_{2}O_{4} - 2\bar{e} \rightarrow 2CO_{2} + 2H^{+}$$

$$2 \qquad f_{3} = \frac{1}{5}$$

$$5 \qquad f_{3} = \frac{1}{2}$$

$$2MnO_4^- + 6H^+ + 5H_2C_2O_4 \rightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$$

Чтобы ускорить обесцвечивание первых порций $KMnO_4$, реакционную смесь в колбе для титрования нагревают до $80-90\,^{\circ}C$ (кипятить нельзя во избежание разложения щавелевой кислоты). После появления в реакционной смеси катализатора – ионов Mn^{2+} , реакция протекает с большей скоростью, так что последующие порции раствора $KMnO_4$ в ходе титрования обесцвечиваются сразу же [1-6].

Практическая часть

Инструктаж по правилам техники безопасности перед проведением лабораторной работы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Определение массы Fe^{2+} в исследуемом растворе железо (II) сульфата

1. Уравнение окислительно-восстановительной реакции, лежащей в основе определения:

$$2KMnO_4 + 10FeSO_4 + 8H_2SO_4 \rightarrow 2MnSO_4 + 5Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 8H_2O$$

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5\bar{e} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$$

$$2Fe^{2+} - 2\bar{e} \rightarrow 2Fe^{3+}$$

$$2MnO_4^- + 10Fe^{2+} + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 10Fe^{3+} + 8H_2O$$

2. Порядок титрования:

- 1) заполните бюретку рабочим раствором КМпО₄ известной концентрации;
- 2) анализируемый раствор FeSO₄ доведите до метки дистиллированной водой в мерной колбе на 50 мл;
- 3) в 3 колбы для титрования с помощью аналитической пипетки внесите по 10 мл исследуемого раствора железо (II) сульфата, отмерьте с помощью цилиндра и добавьте в каждую колбу по 10 мл 1 М раствора серной кислоты;
- 4) проведите титрование раствора FeSO₄ рабочим раствором KMnO₄ при непрерывном перемешивании до появления устойчивой бледно-розовой окраски от одной капли титранта;
- 5) повторите тириметрический анализ еще два раза, начиная каждое новое титрование с нулевой отметки бюретки. Результаты запишите в таблицу 1.

Таблица 1 – Результаты титрования исследуемого раствора FeSO₄ рабочим раствором КМпО₄

No	$V(Fe^{2+})$, мл	V(KMnO ₄), мл	$C(1/z \text{ Fe}^{2+})$, моль/л	$T(Fe^{2+})$, г/мл	$m(Fe^{2+})$, г
1	10,0				
2	10,0				
3	10,0				

3. Обработка результатов титрования:

В соответствии с законом эквивалентов в точке эквивалентности:

$$n(1/z \; FeSO_4) = n(1/z \; KMnO_4)$$

$$C(1/z \text{ FeSO}_4) \cdot V(\text{FeSO}_4) = C(1/z \text{ KMnO}_4) \cdot V(\text{KMnO}_4),$$

рассчитайте $C(1/z \text{ FeSO}_4)$, $T(\text{Fe}^{2+})$, $m(\text{Fe}^{2+})$ для трех повторностей, где

$$m(Fe^{2+}) = T(Fe^{2+}) \cdot V_{oбщ}(Fe^{2+}) \hspace{0.5cm} (V_{oбщ} = 50,0 \text{ мл})$$

4. Статистическая обработка результатов анализа:

1) расчет среднего арифметического значения определяемой величины (m_{cp}) :

$$m_{cp} = \frac{m_1 + m_2 + m_3}{3} = x, xxxx$$

2) расчет отклонения отдельных измерений от среднего значения (d_i) :

$$d_1 = m_1 - m_{cp} = x, xxxx$$

 $d_2 = m_2 - m_{cp} = x, xxxx$
 $d_3 = m_3 - m_{cp} = x, xxxx$

3) расчет средней квадратической ошибки (s^2) и стандартного отклонения (s):

$$s^{2} = \frac{d_{1}^{2} + d_{2}^{2} + d_{3}^{2}}{3(3-1)} = \qquad \qquad s = \sqrt{s^{2}} =$$

4) расчет доверительного интервала результата среднего отклонения (ε_a), принимая заданную вероятность равной 0,95. В этом случае при трех параллельных измерениях коэффициент Стьюдента равен 4,30.

$$\varepsilon_{\alpha} = \pm 4.30 \cdot s = \pm x. xxxx$$

5) ответ аналитической задачи:

$$m (Fe^{2+}) = m_{cp} \pm \varepsilon_{\alpha} = x,xxxx \pm x,xxxx$$
 (2)

Φ *OPMA OTYETA*:

- 1. Приведите уравнение реакции, протекающей при титровании.
- 2. Заполните таблицу, приведенную в методических указаниях.
- 3. Приведите расчеты молярной концентрации эквивалента вещества, титра и массы вещества в исследуемом растворе.
 - 4. Выполните статистическую обработку полученных результатов.

Контроль усвоения темы

Проводится в форме устного опроса студентов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ CAMOCTOЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА (СРС)

Время, отведенное на самостоятельную работу, может использоваться студентами на:

- подготовку к лабораторным занятиям;
- конспектирование учебной литературы;
- выполнение заданий для самоконтроля знаний;
- подготовку тематических докладов, рефератов, презентаций.

Основные методы организации самостоятельной работы:

- изучение тем и проблем, не освещаемых на учебных занятиях;
- написание реферата и оформление презентации;
- выполнение заданий для самоконтроля знаний.

Перечень заданий СРС:

1. 2,5 г водородпероксида разбавили водой до 200 мл. На титрование 5,0 мл полученного раствора в кислой среде пошло 20 мл раствора калий перманганата с $C(1/z \ KMnO_4) = 0,05 \ моль/л$. Какова массовая доля H_2O_2 в исходном концентрированном растворе?

Ответ: 27,2 %

2. На титрование 25 мл раствора $KMnO_4$ ($C(1/z KMnO_4) = 0.05 моль/л$) в кислой среде пошло 10.2 мл раствора натрий нитрита. Вычислите массу натрий нитрита, содержащегося в 100 мл раствора.

Ответ: 0,423 г

Контроль СРС осуществляется в виде:

- оценки устного ответа на вопрос, сообщения, доклада или презентации;
- индивидуальной беседы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Болтромеюк, В.В. Общая химия: пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальностям 1-79 01 01 "Лечеб. дело", 1-79 01 02 "Педиатрия", 1-79 01 04 "Мед.-диагност. дело", 1-79 01 05 "Мед.-психол. дело", 1-79 01 06 "Сестр. дело" / В. В. Болтромеюк; УО "ГрГМУ", Каф. общей и биоорганической химии. Гродно: ГрГМУ, 2020. 574 с.: ил., фот., табл. Рек. УМО по высш. мед., фармацевт. образованию.
- 2. Ершов, Ю. А. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов. [В 2 кн.] Кн. 1 : учебник для вузов / Ю. А. Ершов, В. А. Попков, А. С. Берлянд ; под ред. Ю. А. Ершова. 10-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2018. 214, [1] с. : ил. (Бакалавр. Академический курс). Рек. УМО высш. образования. Рек. М-вом образования и науки РФ.
- 3. Медицинская химия: нац. учебник: для студентов высш. учеб. заведений мед. ун-тов, ин-тов и акад. / В.А. Калибабчук, Л.И. Грищенко, В.И. Галинская и др.; под ред. В.А. Калибабчук. 3-е изд., испр. Киев: Медицина, 2017. 399 с.: ил., табл. Утв. М-вом образования и науки Украины.
- 4. Общая и бионеорганическая химия : пособие / В.П. Хейдоров [и др.] ; под ред. В.П. Хейдорова. Витебск : [ВГМУ], 2023. 524, [1] с. Режим доступа: https://www.elib.vsmu.by/bitstream/123/24676/1/Obshchaia_i_bioneorganicheskaia_khimia_Khejdorov-VP_2023.pdf. Дата доступа: 17.06.2023.
- 5. Руководство к лабораторным занятиям по общей химии : учеб.-метод. пособие для студентов 1 курса лечеб. фак-та учреждений высш. мед. образования / Л. В. Чернышева [и др.]. Гомель : ГомГМУ, 2019. 144 с. Режим доступа: http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/4752. Дата доступа: 17.06.2023.
- 6. Ткачев, С.В. Общая химия: учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по специальностям "Лечеб. дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Мед.-профилакт. дело" / С.В. Ткачев, В.В. Хрусталев. Минск: Вышэйшая школа, 2020. 494, [1] с.: ил., табл. Допущено М-вом образования Респ. Беларусь.