

8.1. Алгоритм выполнения навыка НАДЕВАНИЕ И СНЯТИЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО КОСТЮМА

Таблица 9. — Алгоритм выполнения сценария.

№ п/п	Параметр выполнения действия
1.	Нанести антисептик на открытые части тела (кисти рук, запястья).
2.	Взять из комплекта и надеть:
3.	• Защитную одежду (комбинезон);
4.	• Бахилы высокие с завязками, тесемки завязать спереди на левой стороне;
5.	• Шапочку-шлем противоэпидемическую
6.	• Капюшон комбинезона так, чтобы закрыть лоб до бровей, шею до подбородка, большую часть щек;
7.	• Халат хирургический противоэпидемический, длиной 140 см с запахом на спине и стойкой. Тесемки у ворота халата и пояс завязать спереди на левой стороне петель
8.	• Маску защитную так, чтобы верхний край ее доходил до нижней части орбит, а нижний – должен находиться под подбородком
9.	• Очки защитные, должны плотно прилегать к лицу, капюшону, стекла натереть специальным карандашом или кусочком сухого мыла
10.	• Фартук, длиной 130 см
11.	• Нарукавники
12.	• Перчатки, предварительно проверив их на целостность
13.	• Салфетка впитывающая (полотенце) за пояс халата с левой стороны
14.	Перед входом в «заразную» зону обуваются водонепроницаемые бахилы
15.	При выходе из «заразной» зоны в комнату для снятия противоэпидемического костюма ноги в водонепроницаемых бахилах поочередно ставятся в таз с дезинфицирующим раствором и протираются сверху вниз салфеткой или тампоном, смоченной в дезинфицирующем растворе
16.	в течение 1-2 минут моются руки в перчатках дезинфицирующим раствором в емкости
17.	Снять медленно и свернуть: • салфетку впитывающую (полотенце), поместив ее в емкость с дезинфицирующим раствором или бикс для последующего автоклавирования.
18.	• Фартук, обработав его смоченным в дезинфицирующем растворе тампоном, складывается наружной стороной внутрь, нарукавники.
19.	• Очки, защитную маску, оттягивая их двумя руками вперед, вверх и назад за голову, маску снимают, не касаясь лица наружной стороной и опускают в дезинфицирующий раствор.
20.	• Халат хирургический противоэпидемический, развязав завязки ворота халата, пояса, заворачивая внутрь наружную часть, погрузить в емкость для обеззараживания.
21.	• Шапочку-шлем противоэпидемическую, бахилы высокие, комбинезон, погружаются в емкость для обеззараживания
22.	Во время всех процедур по снятию противоэпидемического костюма медицинский работник находится в перчатках. После снятия каждого элемента одежды, руки погружаются в емкость с дезинфицирующим раствором.